

CYNOSURE®

A close-up, black and white photograph of a woman's eye, looking slightly down. The eye is partially obscured by a grid of small, light-colored circles that covers the entire background of the image. The lighting is soft, highlighting the eyelashes and the texture of the skin.

Affirm®

Marcando el futuro de los láser antienvjecimiento



La plataforma antienvjecimiento Affirm reduce las arrugas y cicatrices, estimula la coagulación produciendo el efecto tensor del tejido a la vez que trata las pigmentaciones y rojeces gracias a las tecnologías Multiplex[®], CAP y XPL unidas en un solo equipo • ¿El resultado? Una solución completa al rejuvenecimiento de la piel que ofrece mejores y más rápidos resultados con menor dolor que cualquier otro producto del mercado. Con opción ablativa de láser Erbío.

Tratamientos


- Reducción de arrugas
- Efecto tensor del tejido por coagulación

Un completo tratamiento en muy poco tiempo

Aprovechando las exclusivas tecnologías de Cynosure, CAP, Multiplex y XPL, Affirm mejora espectacularmente la fiabilidad, eficiencia y eficacia de los tratamientos antienviejimiento.

Solución integral

Combinando de forma excepcional tres tecnologías punteras, Affirm le ofrece un sistema de rejuvenecimiento total de la piel que trata todas las capas de la piel dañada y fotoenvejecida.



Tecnología superior


A diferencia de otras tecnologías, que proporcionan un sólo nivel de intensidad de calor y fracasan al maximizar la producción de colágeno, la tecnología CAP consiste en una serie de lentes ópticas especializadas que redistribuyen la energía láser a diversos niveles de intensidad de calor para estimular y remodelar simultáneamente el colágeno. Puesto que los niveles de energía más bajos se pueden aplicar en la piel sin comprometer la efectividad, la comodidad del paciente aumenta de forma significativa, mientras que el proceso de cicatrización se acelera.

Resultados más efectivos.

La tecnología Multiplex permite la emisión secuencial de dos longitudes de onda a través de una sola fibra. Dado que los niveles de energía más bajos se pueden aplicar durante el tratamiento, la comodidad aumenta y la recuperación se acelera obteniendo resultados más rápidos y efectivos que

- Tratamiento de cicatrices
- Tratamiento de pigmentaciones y rojeces

con una sola longitud de onda.



Tratamientos un 400% más rápidos

La tecnología CAP reparte aproximadamente 2.000 micropulsos difractivos en un spot de 14mm para una densidad del modelo mayor, la tecnología CAP requiere menos pasadas con el láser sobre una área determinada que otros láser, permitiendo llevar a cabo un tratamiento facial completo en menos de 15 minutos.

Esto se traduce en un menor dolor para sus pacientes, mayor satisfacción del cliente y oportunidades adicionales de ingresos para usted.

Consumibles menos costosos.

La energía láser empleada por la tecnología CAP se distribuye a través de un distanciador de larga duración, que puede tratar una media de diez clientes, proporcionando una vida más larga del instrumental y reduciendo los gastos en equipamiento.

Fácil de usar.

Gracias a su peso ligero y diseño integral, el Affirm lo puede utilizar una sola persona. Además, su pieza de mano de fácil manejo, permite tratar zonas pequeñas como las regiones perioculares

Sistema de frío complementario.

Para ofrecer una mayor comodidad al paciente y disminuir la probabilidad de efectos secundarios, el láser Affirm se complementa con el sistema de frío para el tratamiento SmartCool® de Cynosure.

Haga que las cosas ocurran - con Cynosure

Con la ayuda de Cynosure usted será capaz de capitalizar completamente estas importantes oportunidades de negocio. Esto es porque contamos con un largo historial ayudando a profesionales como usted, optimizando sus oportunidades de ingresos en el mercado del láser estético.

Sencillamente, nos encontramos especialmente cualificados para ayudar a transformar su negocio, sus clientes y a usted, dado que:

- Somos un líder reconocido en la industria, con una tecnología que está fuertemente avalada por la investigación clínica más avanzada.
- El láser Affirm es de fácil manejo, permitiéndole practicar y mejorar rápidamente.
- A diferencia de otros productos, Affirm es de diseño modular. En consecuencia, usted puede actualizar su equipo rápida y económicamente aprovechando su inversión inicial mientras simultáneamente amplía su oferta de servicios para cubrir las necesidades del cliente.
- Nuestros clientes habitualmente superan su inversión total en un plazo de seis a veinticuatro meses.

Una asistencia técnica sin competencia

Si usted se está introduciendo en el mercado o ampliando sus servicios de láser médico-estético, los diversos recursos del departamento técnico de Cynosure le proveerán asistencia a través de diversas vías.

- El servicio de atención al cliente, 24 horas al día y 7 días a la semana le permite obtener respuestas en cualquier momento.
- Los programas de asistencia al marketing y las ventas; incluyendo todo, desde anuncios impresos hasta promociones de correo directo y relaciones públicas; ayudan a generar una clientela leal.
- Los pedidos de materiales online facilitan su colocación, el proceso y el reparto.
- La asistencia tecnológica personalizada in situ es proporcionada por nuestros expertos para optimizar el funcionamiento de su Affirm y su constante actualización.
- Los entrenamientos y los talleres sobre el protocolo en la aplicación del láser, el funcionamiento del Affirm y la resolución de problemas prácticos, le harán sentirse seguro de sí mismo en todos los aspectos relacionados con los tratamientos antienvjecimiento.
- Nuestro experimentado personal de consultores provee cualquier asistencia necesaria, incluyendo el desarrollo de programas de financiación personalizados que encajen en sus necesidades presupuestarias.

Nunca ha habido un mejor momento para ofrecer aplicaciones antienvjecimiento... y nunca ha habido una compañía más cualificada que Cynosure para ayudarle en sus esfuerzos.

“ “

AFFIRM ES EL LÁSER MÁS EFECTIVO DE TODO LO QUE HE VISTO EN TRATAMIENTOS DE ESTIRAMIENTO DE LA PIEL CON OTROS DISPOSITIVOS BASADOS EN LA LUZ EN UN RANGO SIMILAR DE LONGITUDES DE ONDA.” Dr. Michael Gold, director del Centro de cuidados de la piel Gold, Nashville, TN.

Una familia de productos que lo hace todo

En Cynosure comprendemos que el éxito de su negocio depende de su habilidad para dar respuesta al mayor número de necesidades de sus clientes. Es por este motivo por el que nuestra familia de productos ofrece el rango más amplio de aplicaciones del mercado del láser médico-estético. Lo que es más, las plataformas de Cynosure son de fácil manejo y ofrece equipos multiláser con diseños modulares. Esto le permite optimizar el número de clientes, la seguridad, la eficiencia y eficacia de los costes, y por lo tanto maximizar sus posibilidades de ingresos.



Accolade™



Cynergy®



Elite®



SmartLipo MPX®




Apogee®




Affinity®




Tecnología CAP



Piel envejecida antes del tratamiento CAP



La tecnología CAP distribuye diversos niveles de calor a la piel, cubriendo gran parte de la superficie para un tratamiento más completo



Efecto tras el tratamiento CAP

Oportunidad

Ofrecer tratamientos antienvjecimiento dentro del mercado láser estético cuenta con un potencial de negocio significativo, especialmente si se considera lo siguiente:

- En 2006, se realizaron casi 3 millones de procedimientos en Europa. Se prevé que el mercado europeo de láser estético llegará a crecer más de un 10% para el año 2011
- Las diversas aplicaciones del láser incrementarán sus servicios facturables y atraerán a clientes adicionales, fomentando las relaciones a largo plazo con el cliente.
- En el 2006, el mercado europeo de rejuvenecimiento de piel, formado por dispositivos usados principalmente para el tratamiento de líneas y arrugas o eliminación de las lesiones vasculares o pigmentadas, se valoró en cerca de 19 millones de euros. El mercado europeo de rejuvenecimiento facial continuará creciendo.
- A través de la facturación directa al cliente, usted evitará el largo e incómodo proceso de reembolso del seguro, y por tanto acelerarán sus ingresos inmediatos.

Sistema	Nd: YAG	Nd: YAG	Luz Pulsada	Erbio
Longitud de onda	1440 nm	1320 nm	560 - 950 nm	2940 nm
Duración del pulso	3 ms		5 -35 ms	0,5 ms
Fluencia Máxima	Hasta 8 J/ cm ²	Hasta 14 J/ cm ²	Hasta 20 J/ cm ²	5 J/ cm ²
Tamaño del Spot	10 mm	14 mm	11 x 55 mm (6 cm ²)	5 mm
Velocidad	Hasta 2,0 Hz	Hasta 1,5 Hz	Hasta 0,33 Hz	5 Hz
Sistema de refrigeración de la piel	Aire frío			
Requisitos eléctricos	200/220 VCA / 30A			
Tamaño	103 cm x 48 cm x 74 cm			
Peso	95,5 Kg			

Tome la iniciativa

Experimente los grandes beneficios de colaborar con Cynosure •
 Contacte con un asesor de Cynosure para una demostración del láser Affirm y descubra como maximizar su potencial de negocio y el éxito a largo plazo en el mercado del láser médico estético • Hágalo hoy • Y observe como empieza su transformación.



OFICINAS CYNOSURE SPAIN

Avda. Manoteras, 22 – Portal 1,
 3ª Planta - Ofs. 95 y 96
 28050 – Madrid
 Tel: 91 383 40 00
 Fax: 91 383 31 67

www.cynosurespain.com
info@cynosurespain.com

FUENTES

Grupo de investigación Millenium,

Mercados estadounidenses para láser estéticos 2006" Mayo de 2006

² Cortesía del Dr. B. Katz

³ Cortesía del Dr. R. Weiss

⁴ Cortesía del Dr. S. Collawn

⁵ Cortesía del Dr. C. Arroyo

⁶ Cortesía del Dr. M. Gold